



## MICROSTECCHE

**Descrizione del prodotto:** questa tipologia di tessuto è ottenuto per segmentazione semplice con sega a nastro della zona metafisaria di femore e tibia di un donatore cadavere; il segmento che si ricava mantiene in un lato la superficie corticale, mentre la restante componente è di solo osso spongioso. Al taglio, l'operatore valuta attentamente la tenuta dell'osso spongioso esercitando una forza di compressione sul segmento. Solitamente, si confezionano segmenti con un'altezza adeguata a supportare l'inserimento di viti metalliche/ perni. Hanno generalmente un'altezza intorno a 1 cm e lunghezza e larghezza variabili tra 2 e 7 cm. Si cerca anche di garantirne una gamma di dimensioni inferiori per uso odontoiatrico e alcune di dimensioni maggiori per le applicazioni richieste in chirurgia/traumatologia maxillo-facciale. Le microstecche sono disponibili **congelate** o **liofilizzate**: la scelta fra i due dipende dalle possibilità di conservazione che ha la struttura richiedente e dalle preferenze del chirurgo utilizzatore.



**Caratteristiche:** questa tipologia di tessuto, oltre ad essere biocompatibile, garantisce un buon **supporto meccanico** e la **stabilità** grazie alla presenza della componente corticale ma anche la caratteristica **osteoconduttività** grazie alla componente spongiosa (supporto ottimale per l'adesione e lo sviluppo delle cellule addette alla neogenesi ossea).

**Processazione:** effettuata in camera sterile di classe A con background B, monitorata in continuo per tutti i parametri critici secondo quanto previsto dalle GMP e dalle normative specifiche per le aree a contaminazione controllata. In ogni passaggio della lavorazione si eseguono controlli di sterilità ambientali e di prodotto in modo da garantire la sicurezza del tessuto dichiarato idoneo per l'impianto. La tecnica della **liofilizzazione** consiste in una disidratazione mediante sublimazione del ghiaccio a bassa pressione che avviene in un liofilizzatore nel quale il ciclo di "freeze dry" è mappato e tracciato in ogni momento. L'efficacia della liofilizzazione è valutata attraverso il dosaggio dell'acqua residua che, in un processo ottimale, deve risultare inferiore al 5%. I prodotti così ottenuti vengono confezionati sterilmente e conservati a temperatura ambiente. Il processo di disidratazione mediante sublimazione mantiene integre le proprietà osteoconduttive dell'osso.

DESCRIZIONE	DIMENSIONI	CODICE D'ORDINE
Microstecca congelata	Varie dimensioni (altezza, lunghezza e larghezza)	35
Microstecca liofilizzata	Varie dimensioni (altezza, lunghezza e larghezza)	126

\* Per i prezzi aggiornati, consultare il tariffario.

**Applicazioni cliniche:** le microstecche possono essere utilizzate in campo ortopedico per la chirurgia ricostruttiva, ma vengono adoperate più frequentemente in campo maxillo-facciale e odontoiatrico, in interventi di implantologia e di rialzo di seno mascellare.

**Provenienza:** il tessuto è ottenuto dalla lavorazione di un unico donatore deceduto, selezionato, prelevato e validato in conformità a quanto definito dalle normative correnti, nazionali ed europee.

**Confezionamento:** il prodotto è sempre inserito in tre confezioni sterili; quello congelato è confezionato con tre buste di poliolefina, tyvek e polietilene; mentre quello liofilizzato è in una busta di poliolefina e due blister di polietilene; al di fuori dell'involucro più esterno è apposta un'etichetta descrittiva che riporta i dati del tessuto (ID tessuto, tipologia di prodotto, lotto di processazione, scadenza, codice donatore e data di preparazione) e viene allegata un'ulteriore etichetta utilizzabile per la tracciabilità dell'impianto. Il tessuto è corredato di foglio illustrativo con le informazioni e raccomandazioni d'uso e la modulistica per la comunicazione dell'avvenuto impianto e per la segnalazione di eventuali eventi/reazioni avverse.

**Conservazione:** il prodotto CONGELATO si conserva a -80°C (non oltre la scadenza riportata sulla confezione), oppure a -20°C per un massimo di 6 mesi dalla ricezione. Una volta scongelato per l'utilizzo non deve essere ricongelato. Quello LIOFILIZZATO va mantenuto (non oltre la scadenza del tessuto) a



**Banca del Tessuto Muscoloscheletrico**  
Via Pupilli, 1 - 40136 Bologna  
Direttore: dott. Dante Dallari  
Telefono +39 051 6366488, fax +39 051 4689920  
[btm@ior.it](mailto:btm@ior.it) [www.btm.ior.it](http://www.btm.ior.it)

**Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna - IRCCS**  
Sede legale Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna  
Ospedale Via G. C. Pupilli, 1 - 40136 Bologna  
Centro di Ricerca Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna  
Tel. 051/6366111 - Fax 051/580453 [www.ior.it](http://www.ior.it)  
Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374

temperatura ambiente, in condizioni idonee, in luogo fresco e asciutto, al riparo della luce e da fonti di calore. Le caratteristiche dei prodotti liofilizzati, se adeguatamente reidratati prima dell'uso, sono sovrapponibili a quelle dei prodotti congelati. Il destinatario è responsabile della corretta conservazione dal momento del ricevimento del tessuto.

**Distribuzione:** la BTM fornisce i tessuti su richiesta del medico utilizzatore: la modulistica è scaricabile dal sito web [www.btm.ior.it](http://www.btm.ior.it) al menù "clienti e prodotti". La richiesta di tessuto muscoloscheletrico deve essere compilata in modo chiaro in ogni suo campo e autorizzata dalla Direzione Sanitaria della struttura di pertinenza.

**Utilizzo:** per la microstecca congelata, estrarre sterilmente la busta più interna e porla in acqua distillata o fisiologica sterile, a una temperatura compresa tra i 18 e i 37°C; quando il tessuto appare scongelato, aprire l'involucro e utilizzarlo (a discrezione del chirurgo può essere addizionato antibiotico tollerato dal ricevente). Per quella liofilizzata estrarre, sterilmente il tessuto e lasciarlo immerso almeno per 30 minuti in soluzione fisiologica sterile che, a discrezione del chirurgo, può essere addizionato di antibiotico tollerato dal ricevente. In alternativa può essere reidratata anche in materiale autologo (concentrato midollare, gel piastrinico etc..). Ogni tessuto può essere utilizzato per un solo paziente.

**Tracciabilità:** unitamente al tessuto distribuito, la BTM fornisce tutta la documentazione necessaria. Deve essere ritrasmessa alla BTM la "*Scheda di comunicazione dell'impianto*" compilata in ogni suo campo e la "*Scheda di segnalazioni eventuali eventi/reazioni avverse nel ricevente*", qualora si fossero verificati.

**Qualità della donazione:** il sistema di qualità inizia con la selezione del potenziale donatore; l'idoneità di una persona alla donazione di tessuto si basa sulla storia medica e sociale, sullo stato clinico, l'esame fisico, sui risultati delle analisi per la ricerca di anticorpi e antigeni delle principali malattie trasmissibili (secondo le normative vigenti e attuata presso laboratori accreditati) e, se effettuata, sull'autopsia.

**Qualità del tessuto:** il tessuto muscoloscheletrico viene prelevato in sala operatoria usando tecniche asettiche. Ogni tessuto prelevato viene sottoposto a test microbiologici di sterilità per la ricerca di batteri aerobi, anaerobi e di miceti, ripetuti a ogni manipolazione asettica in camera sterile. A ogni passaggio operativo il tessuto viene sottoposto a controlli microbiologici. Il tessuto viene dichiarato idoneo all'impianto solo se batteriologicamente negativo e se ogni controllo effettuato ha dato esiti compresi nei limiti di accettabilità definiti. Per ogni lotto vengono condotti controlli di processo e di prodotto: campionamento attivo particellare e microbiologico; campionamento passivo tramite piastre di sedimentazione; impronta dei guanti di entrambe le mani di tutti gli operatori in produzione; controlli di qualità di campioni rappresentativi del tessuto processato.

**Qualità organizzativa:** la BTM ha adottato standard nazionali ed internazionali; ha conseguito la certificazione obbligatoria da parte del Centro Nazionale Trapianti, attestante la conformità ai "requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani". Ha implementato un sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001 per tutti i suoi processi.

**Sterilizzazione:** solo se ritenuto necessario dal responsabile BTM in relazione a quanto previsto dalle procedure interne, il tessuto muscoloscheletrico può essere sottoposto a sterilizzazione tramite gamma-irradiazione a una dose compresa tra i 25 e i 35 kGray, attestata dai certificati di lettura dosimetrica. Il processo di irradiazione viene eseguito presso la Ditta certificata sui modelli normativi specifici per la sterilizzazione a raggi gamma, oltre che certificata ISO 9001 e autorizzata AIFA. L'irradiazione viene comunque segnalata sul certificato di accompagnamento e da specifica etichettatura sulla confezione stessa.

**Possibili reazioni/eventi avversi:** alla data di approvazione del presente documento non sono mai state segnalate alla BTM reazioni avverse imputabili all'utilizzo di questi prodotti.

Sono state adottate tutte le procedure ed i controlli previsti dalle normative di riferimento per limitare gli eventuali rischi derivati dall'uso di materiale biologico. Il mix di antibiotici a largo spettro utilizzati per l'eventuale decontaminazione vengono eliminati mediante lavaggio al termine della processazione; tuttavia, non si esclude possano rimanerne tracce in quantità trascurabile. I solventi utilizzati, secondo procedura durante la processazione dei tessuti liofilizzati e demineralizzati, vengono eliminati mediante lavaggi ripetuti; eventuali tracce residue sono risultate al di sotto dei limiti di norma (Farmacopea europea, edizione corrente). In ogni caso, si raccomanda all'utilizzatore di segnalare tempestivamente alla BTM (come previsto dalle normative vigenti) qualsiasi problematica potenzialmente imputabile all'impianto/trapianto di tessuto.

Vuoi approfondire? [www.btm.ior.it](http://www.btm.ior.it) Vuoi farci segnalazioni, reclami, richieste? [btm@ior.it](mailto:btm@ior.it)  
Puoi venire a visitare la nostra struttura, previo accordo. Puoi contattarci: 051 6366488